



# ***JUNIOR***

***Rückhaltesystem  
für den SICHERN TRANSPORT  
von Kindern in Rettungswagen***




# JUNIOR



Das Kinder-Rückhalte-System für den sicheren Transport von Kindern auf Krankentragen mit oder ohne Vakuummatratze.

Das System passt für Neugeborene sowie für Kinder bis zu einer Körpergröße von 130 cm und einem Körpergewicht von 35kg.

## Das Basissystem – ohne Vakuummatratze





**Kind, 7 Wochen alt, Körpergröße 50 cm**





## Das Basissystem mit Vakuummatratze



**Kind, 7 Wochen alt, Körpergröße 50 cm**









**Kind, 6 Jahre alt, Körpergröße 123 cm**





**ohne JUNIOR Restraint System**



**gefährlich !**



## Spezifikation:

- CE gekennzeichnet
- Röntgen-, CT-kompatibel, MRT-kompatibel auf Wunsch
- EN 1789 kompatibel

<p><b>Junior Basissystem</b></p> 	<p><b>KF01X07</b></p> <p>Breite Kopf: 39 cm Breite Fuß: 20 cm Länge: 74 cm Gewicht: 1,3 kg</p> <p>Patientenrückhaltegurte: 4 Befestigungsgurte: 6</p>
<p><b>Junior Matratze klein mit Punktkammer-System</b></p> 	<p><b>VKF01PX02</b> Klettband-Verschluss <b>VKF01CPX02</b> CLICK mit Textilgurten <b>VKF01CPHX02</b> CLICK mit abwischbaren Gurten</p> <p>Breite: 45cm Länge: 80cm Gewicht: 0,75 kg</p> <p>Fixiergurte: 3</p>
<p><b>Junior Matratze groß mit Punktkammer-System</b></p> 	<p><b>VKF02PX01</b> Klettband-Verschluss <b>VKF02CPX01</b> CLICK mit Textilgurten <b>VKF02CPHX01</b> CLICK mit abwischbaren Gurten</p> <p>Breite Kopf/Mitte/Fuß: 45/62/62 cm Länge: 138 cm Gewicht: 1,2 kg</p> <p>Fixiergurte: 5</p>
<p>Tasche für KF01X07 und Matratze klein</p> 	<p><b>TS04</b> Nylon Farbe: blau</p> <p><b>TS04C B/R</b> Cordura Farbe: blau oder rot</p> <p><b>TS04V B/R/G/Y</b> Abwischbar PVC Farbe: blau, rot, grün oder gelb Länge-Breite-Höhe: 40-20-10cm Gewicht: 0,25kg</p>
<p>Tasche für KF01X07 und Matratze klein und groß</p> 	<p><b>TS06</b> Nylon Farbe: blue</p> <p><b>TS06C B/R</b> Cordura Farbe: blau oder rot</p> <p><b>TS06V B/R/G/Y</b> Abwischbar PVC Farbe: blau, rot, grün oder gelb Länge-Breite-Höhe: 65-45-12cm Gewicht: 0,4kg</p>