

**RedVac**  
**Vakuum Immobilisation**



# **KATALOG 2021**



**INHALT** **SEITE**

***RedVac made in Austria*** **3**

***Das RedVac System*** **4-5**



***Vakuum Matratzen*** **6-10**

***Kopfstabilisierung*** **11**



***Arm- und Beinschienen*** **12-16**



***Rettungsweste*** **17**



***Rückhaltesysteme und Immobilisierung für Kinder*** **18-19**



***Zubehör*** **20**



***Pumpen und Taschen*** **21**



***Thermorettungssäcke*** **22**



***Rettungssäcke für Hubschraubertransport*** **23**



# Entwickelt und produziert in Österreich



Die RedVac Produkte werden auf 900 Metern Seehöhe in den österreichischen Alpen von den erfahrenen und fachkundigen Kohlbrat & Bunz Mitarbeitern hergestellt.


Menschen die in den Alpen leben wissen nur allzu wohl, dass Produkte die in der Personenrettung eingesetzt werden unter extremen Bedingungen perfekt funktionieren müssen.

Um diese hohen Anforderungen zu erfüllen, werden unsere Produkte in enger Zusammenarbeit mit den Anwendern entwickelt.

Nur durch herausragende Qualität, Konstruktion und Auswahl der besten Materialien können die Produkte einwandfrei unter extremsten Einsatzverhältnissen perfekt funktionieren.

## Weltweit im Einsatz

Wir sind sehr stolz über das Vertrauen vieler sehr bekannter Rettungsorganisationen mit höchsten Anforderungen, die unsere Produkte anwenden.



# Das RedVac System

für perfekte  
**HYGIENE und BENUTZERFREUNDLICHKEIT**



- **Das RedVac CLICK-System**

**SEKUNDENSCHNELLES Abnehmen der Rückhaltegurte und Tragegriffe für Reinigung oder Neupositionierung!**



- **Die RedVac Multi-Kammer-Systeme**

**bieten unübertroffene Benutzerfreundlichkeit!**

*Das Granulat bleibt immer in der richtigen Position und umständliche und zeitaufwendige Verteilung der Füllung entfällt daher völlig. Die Matratzen und Schienen sind daher immer sofort einsatzbereit!*

**Das RedVac Multi-Kammer-System!**

*Die inneren Säcke mit bis zum 120 Kammern hält das Granulat in den richtigen Positionen!*



**Das RedVac Punkt-Kammer-System**

*Die beiden äußere Schichten sind mittels kleine Punkte zusammengeschweißt. Die Kammer die sich zwischen den Punkten bilden halten das Granulat in den richtigen Positionen!*



• **Optionale Systeme für Befestigung von Rückhaltegurte und Tragegriffe**

Ösen



Klettband



Rote Kunststoffstreifen



• **Robuste, dauerhafte Hülle**

- ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- einfach zu reinigen und desinfizieren
- einsetzbar im Temperaturbereich -40°C bis +80°C.



• **Rückhaltegurte wahlfrei aus Textil oder abwischbares Kunststoff**

- einfach zu reinigen und desinfizieren
- beidseitig verstellbar
- farbkodiert
- sekundenschnell abnehmbar und frei positionierbar



• **Vakuumentil, austauschbar**

- sehr robust, schließt automatisch nach absaugen



• **Vakuumentil, fixed aufgeschweißt**

- sehr robust, schließt automatisch nach absaugen



• **Etikettensystem**

- Herstelleretikett mit Artikel- und Seriennummer, Herstelldatum und CE Marke
- Optionale Etiketle mit Eigentums-kennzeichnung



• **Röntgen, CT und MRT kompatibel**



• **CE**

Alle RedVac produkte hat CE Kennzeichnung und sind konform mit Direktiv 93/42/EEC für medizinische Produkte Klasse 1.



• **ISO9001 - ISO13485 zertifiziert durch**



# RedVac Vakuum-Matratzen



## Körpergeformt

	<b>VM01X02</b>	Ösen mit Fixiergurten aus Textil
	<b>VM01CX02</b>	CLICK mit Fixiergurten aus Textil
	<b>VM01CHX02</b>	CLICK mit abwischbaren Fixiergurten
Breite Kopf/Mitte/Fuß: 40-88-50cm Länge: 200cm Gewicht: 7kg Griffe: 8 Fixiergurte: 4		

## Körpergeformt

	<b>VM03X03</b>	Ösen mit Fixiergurten aus Textil
	<b>VM03CX03</b>	CLICK mit Fixiergurten aus Textil
	<b>VM03CHX03</b>	CLICK mit abwischbaren Fixiergurten
Breite Kopf/Mitte/Fuß: 50-88-50cm Länge: 200cm Gewicht: 7kg Griffe: 8 Fixiergurte: 4		

## Körpergeformt. Einschnitte im Halsbereich für die Rückhaltegurte der Rettungstrage.

	<b>VM03X05</b>	Ösen mit Fixiergurten aus Textil
	<b>VM03CX05</b>	CLICK mit Fixiergurten aus Textil
	<b>VM03CHX05</b>	CLICK mit abwischbaren Fixiergurten
Breite Kopf/Mitte/Fuß: 50-98-50cm Länge: 200cm Gewicht: 7kg Griffe: 8 Fixiergurte: 4		

## Körpergeformt. Einschnitte im Halsbereich für die Rückhaltegurte der Rettungstrage.

### Zervikal-Stütze aus Glasfiber.

	<b>VM03X07</b>	Ösen mit Fixiergurten aus Textil
	<b>VM03CX07</b>	CLICK mit Fixiergurten aus Textil
	<b>VM03CHX07</b>	CLICK mit abwischbaren Fixiergurten
Breite Kopf/Mitte/Fuß: 50-88-50cm Länge: 200cm Gewicht: 7kg Griffe: 8 Fixiergurte: 4		

## Körpergeformt – kompaktes Maß für Hubschraubertransport

	<b>VM08X06</b>	Ösen mit Fixiergurten aus Textil
	<b>VM08CX06</b>	CLICK mit Fixiergurten aus Textil
	<b>VM08CHX06</b>	CLICK mit abwischbaren Fixiergurten
	Breite Kopf/Mitte/Fuß: 40-78-40cm Länge: 195cm Gewicht: 6kg Griffe: 8 Fixiergurte: 4	
	<b>VM09X01</b>	Ösen mit Fixiergurte aus Textil
	<b>VM09CX01</b>	CLICK mit Fixiergurte aus Textil
<b>VM09CHX01</b>	CLICK mit abwischbare Fixiergurte	
Breite Kopf/Mitte/Fuß: 40-60-40cm Länge Länge: 195cm Gewicht: 5kg Griffe: 8 Fixiergurte: 4		

## Körpergeformt mit Kopffixierung.

### Einschnitte im Halsbereich für die Rückhaltegurte der Rettungstrage.

### Zervikal-Stütze aus Glasfiber.

	<b>VM200X06</b>	Ösen mit Fixiergurten aus Textil
	<b>VM200CX06</b>	CLICK mit Fixiergurten aus Textil
	<b>VM200CHX06</b>	CLICK mit abwischbaren Fixiergurten
	Breite Kopf/Mitte/Fuß: 40-88-60cm Länge: 200cm Gewicht: 7kg Griffe: 8 Fixiergurte: 6	
	<b>VM201X10</b>	Ösen mit Fixiergurten aus Textil
	<b>VM201CX10</b>	CLICK mit Fixiergurten aus Textil
<b>VM201CHX10</b>	CLICK mit abwischbaren Fixiergurten	
Breite Kopf/Mitte/Fuß: 40-100-60cm Länge: 210cm Gewicht: 8kg Griffe: 8 Fixiergurte: 4		


### Kopffixierung

	<b>VM500X03</b> Ösen mit Fixiergurten aus Textil <b>VM500CX03</b> CLICK mit Fixiergurten aus Textil <b>VM500CHX03</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten Breite Kopf/Mitte/Fuß: 60-88-88cm    Länge: 200cm    Gewicht: 7,5kg Griffe: 8    Fixiergurte: 5
	<b>VM501X03</b> Ösen mit Fixiergurten aus Textil <b>VM501CX03</b> CLICK mit Fixiergurten aus Textil <b>VM501CHX03</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten Breite Kopf/Mitte/Fuß: 60-100-100cm    Länge: 210cm    Gewicht: 8,5kg Griffe: 8    Fixiergurte: 5
	<b>VM502X01</b> Ösen mit Fixiergurten aus Textil <b>VM502CX01</b> CLICK mit Fixiergurten aus Textil <b>VM502CHX01</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten Breite Kopf/Mitte/Fuß: 60-80-80cm    Länge: 200cm    Gewicht: 7kg Griffe: 8    Fixiergurte: 5

*Kopffixierung. Einschnitte im Halsbereich für die Rückhaltegurte der Rettungstrage.  
Zervikal-Stütze aus Glasfaser.*

	<b>VM5000X01</b> Ösen mit Fixiergurten aus Textil <b>VM5000CX01</b> CLICK mit Fixiergurten aus Textil <b>VM5000CHX01</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten Breite Kopf/Mitte/Fuß: 65-88-88cm    Länge: 200cm    Gewicht: 7kg Griffe: 8    Fixiergurte: 5
	<b>VM5001X01</b> Ösen mit Fixiergurten aus Textil <b>VM5001CX01</b> CLICK mit Fixiergurten aus Textil <b>VM5001CHX01</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten Breite Kopf/Mitte/Fuß: 65-100-100cm    Länge: 210cm    Gewicht: 8kg Griffe: 8    Fixiergurte: 5
	<b>VM5002X01</b> Ösen mit Fixiergurten aus Textil <b>VM5002CX01</b> CLICK mit Fixiergurten aus Textil <b>VM5002CHX01</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten Breite Kopf/Mitte/Fuß: 65-80-80cm    Länge: 200cm    Gewicht: 6kg Griffe: 8    Fixiergurte: 5


*Körpergeformt mit Kopffixierung. Einschnitte im Halsbereich für die Rückhaltegurte der Rettungstrage.  
Zervikal-Stütze aus Glasfaser. Extra Schutzschicht mit 10 Tragegriffe.*

	<b>VM7000X03</b> Ösen mit Fixiergurten aus Textil <b>VM7000CX03</b> CLICK mit Fixiergurten aus Textil <b>VM7000CHX03</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten Breite Kopf/Mitte/Fuß: 61-130-62cm    Länge: 205cm    Gewicht: 10kg Griffe nicht abnehmbar: 10    Griffe abnehmbar: 4    Fixiergurte: 5
	<b>VM7000X04</b> Ösen mit Fixiergurten aus Textil <b>VM7000CX04</b> CLICK mit Fixiergurten aus Textil <b>VM7000CHX04</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten Ösen Breite Kopf/Mitte/Fuß: 61-130-62cm    Länge: 205cm    Gewicht: 10kg Griffe nicht abnehmbar: 10    Fixiergurte: 5
	<b>VM7001X01</b> Ösen mit Fixiergurten aus Textil <b>VM7001CX01</b> CLICK mit Fixiergurten aus Textil <b>VM7001CHX01</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten Breite Kopf/Mitte/Fuß: 61-108-62cm    Länge: 205cm    Gewicht: 9,5kg Griffe nicht abnehmbar: 10    Griffe abnehmbar: 4    Fixiergurte: 5
	<b>VM7001X04</b> Ösen mit Fixiergurten aus Textil <b>VM7001CX04</b> CLICK mit Fixiergurten aus Textil <b>VM7001CHX04</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten Breite Kopf/Mitte/Fuß: 61-108-62cm    Länge: 205cm    Gewicht: 9,5kg Griffe nicht abnehmbar: 10    Fixiergurte: 5

**Leicht tailliert. Kopffixierung.**  
**Einschnitte im Halsbereich für die Rückhaltegurte der Rettungstrage.**  
**Zervikal-Stütze aus Glasfaser.**

  	<b>VM11X04</b> Ösen mit Fixiergurten aus Textil <b>VM11CX04</b> CLICK mit Fixiergurten aus Textil <b>VM11CHX04</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten Breite Kopf/Mitte/Fuß: 80-88-80cm   Länge: 200cm   Gewicht: 7kg Griffe: 8   Fixiergurte: 4
	<b>VM1101X01</b> Ösen mit Fixiergurten aus Textil <b>VM1101CX01</b> CLICK mit Fixiergurten aus Textil <b>VM1101CHX04</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten Breite Kopf/Mitte/Fuß: 80-100-80cm   Länge: 210cm   Gewicht: 8kg Griffe: 12   Fixiergurte: 4
	<b>VM1111X01</b> Ösen mit Fixiergurten aus Textil <b>VM1111CX01</b> CLICK mit Fixiergurten aus Textil <b>VM1111CHX01</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten Breite Kopf/Mitte/Fuß: 80-108-80cm   Länge: 210cm   Gewicht: 8,5kg Griffe: 12   Fixiergurte: 4
	<b>VM1112X01</b> Ösen mit Fixiergurten aus Textil <b>VM1112CX01</b> CLICK mit Fixiergurten aus Textil <b>VM1112CHX01</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten Breite Kopf/Mitte/Fuß: 80-108-80cm   Länge: 220cm   Gewicht: 8,5kg Griffe: 12   Fixiergurte: 4

**Rechteckig. Kopffixierung. Einschnitte im Halsbereich für die Rückhaltegurte der Rettungstrage.**  
**Zervikal-Stütze aus Glasfaser.**


	<b>VM11620X01</b> Ösen mit Fixiergurten aus Textil <b>VM11620CX01</b> CLICK mit Fixiergurten aus Textil <b>VM11620CHX01</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten Breite: 60cm   Länge: 200cm   Gewicht: 5kg Griffe: 8   Fixiergurte: 4
	<b>VM11720X01</b> Ösen mit Fixiergurten aus Textil <b>VM11720CX01</b> CLICK mit Fixiergurten aus Textil <b>VM11720CHX01</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten Breite: 70cm   Länge: 200cm   Gewicht: 6kg Griffe: 8   Fixiergurte: 4
	<b>VM11820X01</b> Ösen mit Fixiergurten aus Textil <b>VM11820CX01</b> CLICK mit Fixiergurten aus Textil <b>VM11820CHX01</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten Breite: 80cm   Länge: 200cm   Gewicht: 7kg Griffe: 8   Fixiergurte: 4
	<b>VM11920X01</b> Ösen mit Fixiergurten aus Textil <b>VM11920CX01</b> CLICK mit Fixiergurten aus Textil <b>VM11920CHX01</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten Breite: 90cm   Länge: 200cm   Gewicht: 7,5kg Griffe: 8   Fixiergurte: 4
	<b>VM1201X01</b> Ösen mit Fixiergurten aus Textil <b>VM1201CX01</b> CLICK mit Fixiergurten aus Textil <b>VM1201CHX01</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten Breite: 100cm   Länge: 210cm   Gewicht: 8,5kg Griffe: 8   Fixiergurte: 4



**Leicht tailliert**

	<p><b>VM10X02</b>                    Ösen mit Fixiergurten aus Textil</p> <p><b>VM10CX02</b>                    CLICK mit Fixiergurten aus Textil</p> <p><b>VM10CHX02</b>                    CLICK mit abwischbaren Fixiergurten</p> <p>Breite Kopf/Mitte/Fuß: 80-88-80cm   Länge: 200cm   Gewicht: 7kg</p> <p>Griffe: 8   Fixiergurte: 4</p>
	<p><b>VM8021X01</b>                    Ösen mit Fixiergurten aus Textil</p> <p><b>VM8021CX01</b>                    CLICK mit Fixiergurten aus Textil</p> <p><b>VM8021CHX01</b>                    CLICK mit abwischbaren Fixiergurten</p> <p>Breite Kopf/Mitte/Fuß: 80-100-80cm   Länge: 210cm   Gewicht: 8,5kg</p> <p>Griffe: 12   Fixiergurte: 4</p>
	<p><b>VM8121X01</b>                    Ösen mit Fixiergurten aus Textil</p> <p><b>VM8121CX01</b>                    CLICK mit Fixiergurten aus Textil</p> <p><b>VM8121CHX01</b>                    CLICK mit abwischbaren Fixiergurten</p> <p>Breite Kopf/Mitte/Fuß: 80-108-80cm   Länge: 210cm   Gewicht: 9kg</p> <p>Griffe: 12   Fixiergurte: 4</p>



**Rechteckig**

	<p><b>VM620X01</b>                    Ösen mit Fixiergurten aus Textil</p> <p><b>VM620CX01</b>                    CLICK mit Fixiergurten aus Textil</p> <p><b>VM620CHX01</b>                    CLICK mit abwischbaren Fixiergurten</p> <p>Breite: 60cm   Länge: 200cm   Gewicht: 5kg</p> <p>Griffe: 8   Fixiergurte: 4</p>
	<p><b>VM720X01</b>                    Ösen mit Fixiergurten aus Textil</p> <p><b>VM720CX01</b>                    CLICK mit Fixiergurten aus Textil</p> <p><b>VM720CHX01</b>                    CLICK mit abwischbaren Fixiergurten</p> <p>Breite: 70cm   Länge: 200cm   Gewicht: 6kg</p> <p>Griffe: 8   Fixiergurte: 4</p>
	<p><b>VM820X01</b>                    Ösen mit Fixiergurten aus Textil</p> <p><b>VM820CX01</b>                    CLICK mit Fixiergurten aus Textil</p> <p><b>VM820CHX01</b>                    CLICK mit abwischbaren Fixiergurten</p> <p>Breite: 80cm   Länge: 200cm   Gewicht: 7kg</p> <p>Griffe: 8   Fixiergurte: 4</p>
	<p><b>VM1021X01</b>                    Ösen mit Fixiergurten aus Textil</p> <p><b>VM1021CX01</b>                    CLICK mit Fixiergurten aus Textil</p> <p><b>VM1021CHX01</b>                    CLICK mit abwischbaren Fixiergurten</p> <p>Breite: 100cm   Länge: 210cm   Gewicht: 8,5kg</p> <p>Griffe: 12   Fixiergurte: 4</p>
	<p><b>VM1121X01</b>                    Ösen mit Fixiergurten aus Textil</p> <p><b>VM1121CX01</b>                    CLICK mit Fixiergurten aus Textil</p> <p><b>VM1121CHX01</b>                    CLICK mit abwischbaren Fixiergurten</p> <p>Breite: 108cm   Länge: 210cm   Gewicht: 8,5kg</p> <p>Griffe: 12   Fixiergurte: 4</p>

**Für übergewichtige Patienten.**




**Kopffixierung. Einschnitte im Halsbereich für die Rückhaltegurte der Rettungstrage.**

**Zervikal-Stütze aus Glasfaser.**

	<p><b>VM1421X01</b>      Ösen mit Fixiergurten aus Textil</p> <p>Breite: 140cm    Länge: 210cm    Gewicht: 11kg</p>
	<p><b>VM1421CX01</b>      CLICK mit Fixiergurten aus Textil  <b>VM1421CHX01</b>    CLICK mit abwischbaren Fixiergurte</p> <p>Breite: 140cm    Länge: 210cm    Gewicht: 11kg</p>

**The RedVac Kombi-Vakuum-Matratze**

**2 in 1 - Kombinierte Auflage und Vakuummatratze**

	<p><b>Kombi-Vakuum-Matratze, ohne Reißverschluss</b></p> <p><b>VM9001CX01</b>    CLICK mit Fixiergurten aus Textil</p> <p><b>VM9001CHX01</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten</p> <p>Breite Kopf/Mitte/Fuß: 75-104-50cm          Länge: 200cm    Gewicht: 9kg</p>
	<p><b>Kombi-Vakuum-Matratze, mit Reißverschluss</b></p> <p><b>VM9002CX02</b>    CLICK mit Fixiergurten aus Texti  <b>VM9002CHX02</b> CLICK mit abwischbaren Fixiergurten</p> <p>Breite Kopf/Mitte/Fuß: 75-104-50cm          Länge: 200cm    Gewicht: 9kg</p>
	<p><b>Vakuumkissen</b>  <b>VK200</b></p> <p>Breite: 57cm    Länge: 39cm    Gewicht: 0,5kg</p>

Reißverschluss

## Die RedVac Kopf-Immobilisierung - für Wirbelsäulenbrett und Schaufeltrage

- **Schnelles und einfaches Anlegen**
- **Keine Manipulation des Kopfes und der Halswirbelsäule**
- **Passt sich ohne Druckstellen sofort an jede Kopfform und Kopfgröße an**
- **Die Ohren bleiben frei für uneingeschränktes Ansprechen und Untersuchung**



### Spezifikation

	<p><b>VK98X07</b> Kopfstütze Breite: 40cm Länge: 31cm Gewicht: 0,6kg</p> <p><b>GP08</b> Grundplatte für Schaufeltrage Breite: 12cm Länge: 24cm</p> <p><b>GP11</b> Grundplatte für Spineboard Breite: 24cm Länge: 20cm</p>
	<p><b>VK94X17</b> Kopfstütze mit Steckschnallen zur Befestigung</p> <p>Breite: 38cm Länge: 31cm Gewicht: 0,7kg</p>

## RedVac Rettungs-Korsett - die Lösung für Einsätze in engen Lagen!

**Passt für jeden Patienten,  
Schwangere - Übergewichtige...  
kein Problem ...  
Bequem - keine Beeinträchtigung der Atmung**

### Spezifikation

<p><b>VED24X02</b></p> <p>Breite Kopf: 40cm Breite Mitte: 106cm Länge: 94cm Gewicht: 2,5kg</p>
--



# RedVac Vakuumschienen



## Optionale Fixiersysteme:

CLICK-System

Klettband

TPU-Streifen



Ösen

Fixiergurte:

PP-Textil









PVC-abwischbar







Farbkodiert









### Abgewinkelt







	<b>Unterarm</b> <b>VS60X01</b> <b>VS61X01</b> Fixiergurte: 3	TPU-Streifen mit Textilgurten TPU-Streifen mit Textilgurten Breite: 35cm    Länge: 50cm	1-Kammer Multi-kammersack Gewicht: 0,33kg
	<b>Arm</b> <b>VS62X01</b> <b>VS63X03</b> Fixiergurte: 5	TPU-Streifen mit Textilgurten TPU-Streifen mit Textilgurten Breite oben/unten: 43-70cm    Länge: 56cm	1-Kammer Multi-kammersack Gewicht: 0,9kg
	<b>Bein</b> <b>VS64X21</b> <b>VS65X21</b> Fixiergurte: 5	TPU-Streifen mit Textilgurten TPU-Streifen mit Textilgurten Breite oben/unten: 64-70cm    Länge: 103cm	1-Kammer Multi-kammersack Gewicht: 1,9kg
	<b>Unterarm</b> <b>VS60CX05</b> <b>VS60CHX05</b> <b>VS61CX05</b> <b>VS61CHX05</b> <b>VS61CPX05</b> <b>VS61CPHX05</b> Fixiergurte: 3	CLICK mit Textilgurten CLICK mit abwischbaren Gurten CLICK mit Textilgurten CLICK mit abwischbaren Gurten CLICK mit Textilgurten CLICK mit abwischbaren Gurten Breite: 35cm    Länge: 50cm	1-Kammer 1-Kammer Multikammersack Multikammersack Punktkammer Punktkammer Gewicht: 0,33kg
	<b>Arm</b> <b>VS62CX05</b> <b>VS62CHX05</b> <b>VS63CX05</b> <b>VS63CHX05</b> <b>VS63CPX05</b> <b>VS63CPHX05</b> Fixiergurte: 5	CLICK mit Textilgurten CLICK mit abwischbaren Gurten CLICK mit Textilgurten CLICK mit abwischbaren Gurten CLICK mit Textilgurten CLICK mit abwischbaren Gurten Breite oben/unten: 43-70cm    Länge: 56cm	1-Kammer 1-Kammer Multikammersack Multikammersack Punktkammer Punktkammer Gewicht: 0,9kg
	<b>Bein</b> <b>VS64CX05</b> <b>VS64CHX05</b> <b>VS65CX23</b> <b>VS65CHX23</b> <b>VS65CPX23</b> <b>VS65CPHX23</b> Fixiergurte: 5	CLICK mit Textilgurten CLICK mit abwischbaren Gurten CLICK mit Textilgurten CLICK mit abwischbaren Gurten CLICK mit Textilgurten CLICK mit abwischbaren Gurten Breite oben/unten: 64-70cm    Länge: 103cm	1-Kammer 1-Kammer Multikammersack Multikammersack Punktkammer Punktkammer Gewicht: 1,9kg
	<b>Schienen mit fix eingeschweißtem Vakuumventil</b>		
	<b>Unterarm</b> <b>VS60X20V</b> <b>VS61X20V</b> <b>VS61PX20V</b> Fixiergurte: 2	Klettband-Verschluss Klettband-Verschluss Klettband-Verschluss Breite: 35cm    Länge: 50cm	1-Kammer Multikammersack Punktkammer Gewicht: 0,33kg
	<b>Arm</b> <b>VS62X20V</b> <b>VS63X20V</b> <b>VS63PX20V</b> Fixiergurte: 5	Klettband-Verschluss Klettband-Verschluss Klettband-Verschluss Breite oben/unten: 43-70cm    Länge: 56cm	1-Kammer Multikammersack Punktkammer Gewicht: 0,9kg
<b>Bein</b> <b>VS64X20V</b> <b>VS65X20V</b> <b>VS65PX20V</b> Fixiergurte: 5	Klettband-Verschluss Klettband-Verschluss Klettband-Verschluss Breite oben/unten: 64-70cm    Länge: 103cm	1-Kammer Multikammersack Punktkammer Gewicht: 1,9kg	

	<p><b>Arm</b></p> <p><b>VA14X02</b> TPU-Streifen mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VA14X01</b> TPU-Streifen mit Textilgurten Multikammersack</p> <p>Fixiergurte: 4 Breite: oben/unten: 50-30cm Länge: 67cm Gewicht: 0,9kg</p>
	<p><b>Knöchel</b></p> <p><b>VK15X02</b> TPU-Streifen mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VK15X01</b> TPU-Streifen mit Textilgurten Multikammersack</p> <p>Fixiergurte: 4 Breite: 47cm Länge: 57cm Gewicht: 0,9kg</p>
	<p><b>Bein</b></p> <p><b>VL21X02</b> TPU-Streifen mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VL21X01</b> TPU-Streifen mit Textilgurten Multikammersack</p> <p>Fixiergurte: 5 Breite: oben/unten: 70-40cm Länge: 110cm Gewicht: 1,9kg</p>
	<p><b>Bein</b></p> <p><b>VL18X02</b> TPU-Streifen mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VL18X01</b> TPU-Streifen mit Textilgurten Multikammersack</p> <p>Fixiergurte: 5 Breite: oben/unten: 70-45cm Länge: 135cm Gewicht: 2,1kg</p>
	<p><b>Arm</b></p> <p><b>VA14X04</b> Ösen mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VA14X03</b> Ösen mit Textilgurten Multikammersack  <b>VA14CX04</b> CLICK mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VA14CHX04</b> CLICK mit abwischbaren Gurten 1-Kammer  <b>VA14CX03</b> CLICK mit Textilgurten Multikammersack  <b>VA14CHX03</b> CLICK mit abwischbaren Gurten Multikammersack  <b>VA14CPX03</b> CLICK mit Textilgurten Punktkammer  <b>VA14CPHX03</b> CLICK mit abwischbaren Gurten Punktkammer</p> <p>Fixiergurte: 4 Breite: oben/unten: 50-30cm Länge: 67cm Gewicht: 0,9kg</p>
	<p><b>Knöchel</b></p> <p><b>VK15X04</b> Ösen mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VK15X03</b> Ösen mit Textilgurten Multikammersack  <b>VK15CX04</b> CLICK mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VK15CHX04</b> CLICK mit abwischbaren Gurten 1-Kammer  <b>VK15CX03</b> CLICK mit Textilgurten Multikammersack  <b>VK15CHX03</b> CLICK mit abwischbaren Gurten Multikammersack  <b>VK15CPX03</b> CLICK mit Textilgurten Punktkammer  <b>VK15CPHX03</b> CLICK mit abwischbaren Gurten Punktkammer</p> <p>Fixiergurte: 4 Breite: 47cm Länge: 57cm Gewicht: 0,9kg</p>
	<p><b>Bein</b></p> <p><b>VL21X04</b> Ösen mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VL21X03</b> Ösen mit Textilgurten Multikammersack  <b>VL21CX04</b> CLICK mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VL21CHX04</b> CLICK mit abwischbaren Gurten 1-Kammer  <b>VL21CX03</b> CLICK mit Textilgurten Multikammersack  <b>VL21CHX03</b> CLICK mit abwischbaren Gurten Multikammersack  <b>VL21CPX03</b> CLICK mit Textilgurten Punktkammer  <b>VL21CPHX03</b> CLICK mit abwischbaren Gurten Punktkammer</p> <p>Fixiergurte: 5 Breite: oben/unten: 70-40cm Länge: 110cm Gewicht: 1,9kg</p>
	<p><b>Bein</b></p> <p><b>VL18X04</b> Ösen mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VL18X03</b> Ösen mit Textilgurten Multikammersack  <b>VL18CX04</b> CLICK mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VL18CHX04</b> CLICK mit abwischbaren Gurten 1-Kammer  <b>VL18CX03</b> CLICK mit Textilgurten Multikammersack  <b>VL18CHX03</b> CLICK mit abwischbaren Gurten Multikammersack  <b>VL18CPX03</b> CLICK mit Textilgurten Punktkammer  <b>VL18CPHX03</b> CLICK mit abwischbaren Gurten Punktkammer</p> <p>Fixiergurte: 5 Breite: oben/unten: 70-45cm Länge: 135cm Gewicht: 2,1kg</p>







	<p><b>Unterarm</b></p> <p><b>VS100CKX02</b> Klettband mit CLICK-Verschluss 1-Kammer  <b>VS100CKX01</b> Klettband mit CLICK-Verschluss Multikammersack  <b>VS100CPKX01</b> Klettband mit CLICK-Verschluss Punktkammer</p> <p>Fixierband, austauschbar: 2 Breite: 35cm Länge: 53cm Gewicht: 0,5kg</p>
	<p><b>Arm</b></p> <p><b>VS120CKX02</b> Klettband mit CLICK-Verschluss 1-Kammer  <b>VS120CKX01</b> Klettband mit CLICK-Verschluss Multikammersack  <b>VS120CPKX01</b> Klettband mit CLICK-Verschluss Punktkammer</p> <p>Fixierband, austauschbar: 4 Breite: 63-47cm Länge: 74cm Gewicht: 1,1kg</p>
	<p><b>Bein</b></p> <p><b>VS140CKX02</b> Klettband mit CLICK-Verschluss 1-Kammer  <b>VS140CKX01</b> Klettband mit CLICK-Verschluss Multikammersack  <b>VS140CPKX01</b> Klettband mit CLICK-Verschluss Punktkammer</p> <p>Fixierband, austauschbar: 5 Breite: 70-36cm Länge: 110cm Gewicht: 2,1kg</p>
	<p><b>Unterarm</b></p> <p><b>VS100CX02</b> Textilgurten mit CLICK 1-Kammer  <b>VS100CHX02</b> Abwischbaren Gurten mit CLICK 1-Kammer  <b>VS100CX01</b> Textilgurten mit CLICK Multikammersack  <b>VS100CHX01</b> Abwischbaren Gurten mit CLICK Multikammersack  <b>VS100CPX01</b> Textilgurten mit CLICK Punktkammer  <b>VS100CPHX01</b> Abwischbaren Gurten mit CLICK Punktkammer</p> <p>Fixiergurte: 3 Breite: 35cm Länge: 53cm Gewicht: 0,5kg</p>
<p><b>Arm</b></p> 	<p><b>Arm</b></p> <p><b>VS120CX02</b> Textilgurten mit CLICK 1-Kammer  <b>VS120CHX02</b> Abwischbaren Gurten mit CLICK 1-Kammer  <b>VS120CX01</b> Textilgurten mit CLICK Multikammersack  <b>VS120CHX01</b> Abwischbaren Gurten mit CLICK Multikammersack  <b>VS120CPX01</b> Textilgurten mit CLICK Punktkammer  <b>VS120CPHX01</b> Abwischbaren Gurten mit CLICK Punktkammer</p> <p>Fixiergurte: 4 Breite: 63-47cm Länge: 74cm Gewicht: 1,1kg</p>
<p><b>Bein</b></p> 	<p><b>Bein</b></p> <p><b>VS140CX02</b> Textilgurten mit CLICK 1-Kammer  <b>VS140CHX02</b> Abwischbaren Gurten mit CLICK 1-Kammer  <b>VS140CX01</b> Textilgurten mit CLICK Multikammersack  <b>VS140CHX01</b> Abwischbaren Gurten mit CLICK Multikammersack  <b>VS140CPX01</b> Textilgurten mit CLICK Punktkammer  <b>VS140CPHX01</b> Abwischbaren Gurten mit CLICK Punktkammer</p> <p>Fixiergurte: 5 Breite: 70-36cm Länge: 110cm Gewicht: 2,1kg</p>

	<p><b>Unterarm</b></p> <p><b>VS100CKX04</b> Klettband mit CLICK-Verschluss 1-Kammer  <b>VS100CKX03</b> Klettband mit CLICK-Verschluss Multikammersack  <b>VS100CPKX03</b> Klettband mit CLICK-Verschluss Punktkammer</p> <p>Fixierband, austauschbar: 2 Breite: 35cm Länge: 53cm Gewicht: 0,5kg</p>
	<p><b>Arm</b></p> <p><b>VS120CKX04</b> Klettband mit CLICK-Verschluss 1-Kammer  <b>VS120CKX03</b> Klettband mit CLICK-Verschluss Multikammersack  <b>VS120CPKX03</b> Klettband mit CLICK-Verschluss Punktkammer</p> <p>Fixierband, austauschbar: 4 Breite: 63-47cm Länge: 74cm Gewicht: 1,1kg</p>
	<p><b>Bein</b></p> <p><b>VS140CKX04</b> Klettband mit CLICK-Verschluss 1-Kammer  <b>VS140CKX03</b> Klettband mit CLICK-Verschluss Multikammersack  <b>VS140CPKX03</b> Klettband mit CLICK-Verschluss Punktkammer</p> <p>Fixierband, austauschbar: 5 Breite: 70-36cm Länge: 110cm Gewicht: 2,1kg</p>
	<p><b>Unterarm</b></p> <p><b>VS100CX04</b> Textilgurten mit CLICK 1-Kammer  <b>VS100CHX04</b> Abwischbaren Gurten mit CLICK 1-Kammer  <b>VS100CX03</b> Textilgurten mit CLICK Multikammersack  <b>VS100CHX03</b> Abwischbaren Gurten mit CLICK Multikammersack  <b>VS100CPX03</b> Textilgurten mit CLICK Punktkammer  <b>VS100CPHX03</b> Abwischbaren Gurten mit CLICK Punktkammer</p> <p>Fixiergurte: 3 Breite: 35cm Länge: 53cm Gewicht: 0,5kg</p>
	<p><b>Arm</b></p> <p><b>VS120CX04</b> Textilgurten mit CLICK 1-Kammer  <b>VS120CHX04</b> Abwischbaren Gurten mit CLICK 1-Kammer  <b>VS120CX03</b> Textilgurten mit CLICK Multikammersack  <b>VS120CHX03</b> Abwischbaren Gurten mit CLICK Multikammersack  <b>VS120CPX03</b> Textilgurten mit CLICK Punktkammer  <b>VS120CPHX03</b> Abwischbaren Gurten mit CLICK Punktkammer</p> <p>Fixiergurte: 4 Breite: 63-47cm Länge: 74cm Gewicht: 1,1kg</p>
	<p><b>Bein</b></p> <p><b>VS140CX04</b> Textilgurten mit CLICK 1-Kammer  <b>VS140CHX04</b> Abwischbaren Gurten mit CLICK 1-Kammer  <b>VS140CX03</b> Textilgurten mit CLICK Multikammersack  <b>VS140CHX03</b> Abwischbaren Gurten mit CLICK Multikammersack  <b>VS140CPX03</b> Textilgurten mit CLICK Punktkammer  <b>VS140CPHX03</b> Abwischbaren Gurten mit CLICK Punktkammer</p> <p>Fixiergurte: 5 Breite: 70-36cm Länge: 110cm Gewicht: 2,1kg</p>




### Schienen mit Klettbandverschluss

	<p><b>Arm</b></p> <p><b>VS101X01</b> Klettband-Verschluss mit Multikammersack</p> <p>Fixierband: 2 Breite: 40-30cm Länge: 73cm Gewicht: 0,7kg</p>
	<p><b>Bein</b></p> <p><b>VS103X01</b> Klettband-Verschluss mit Multikammersack</p> <p>Fixierband: 4 Breite: 60-18cm Länge: 96cm Gewicht: 1,9kg</p>
	<p><b>Bein</b></p> <p><b>VS105X01</b> Klettband-Verschluss mit Multikammersack</p> <p>Fixierband: 5 Breite: 73-18cm Länge: 133cm Gewicht: 2,2kg</p>
	<p><b>Arm</b></p> <p><b>VS101X02</b> Klettband-Verschluss mit Multikammersack</p> <p>Fixierband: 2 Breite: 40-30cm Länge: 73cm Gewicht: 0,7kg</p>
	<p><b>Bein</b></p> <p><b>VS103X02</b> Klettband-Verschluss mit Multikammersack</p> <p>Fixierband: 4 Breite: 60-18cm Länge: 96cm Gewicht: 1,9kg</p>
	<p><b>Bein</b></p> <p><b>VS105X02</b> Klettband-Verschluss mit Multikammersack</p> <p>Fixierband: 5 Breite: 73-18cm Länge: 133cm Gewicht: 2,2kg</p>







	<p><b>Unterarm</b>  <b>VS66X03</b>      Ösen mit Textilgurten      1-Kammer  <b>VS67X03</b>      Ösen mit Textilgurten      Multikammersack  <b>VS66CX03</b>      CLICK mit Textilgurten      1-Kammer  <b>VS67CX03</b>      CLICK mit Textilgurten      Multikammersack  <b>VS67CPX03</b>      CLICK mit Textilgurten      Punktkammer  <b>VS66CHX03</b>      CLICK mit abwischbaren Gurten      1-Kammer  <b>VS67CHX03</b>      CLICK mit abwischbaren Gurten      Multikammersack  <b>VS67CPHX03</b>      CLICK mit abwischbaren Gurten      Punktkammer  Fixiergurte: 3      Breite: 30cm      Länge: 35cm      Gewicht: 0,3kg</p>
	<p><b>Arm splint</b>  <b>VS68X04</b>      Ösen mit Textilgurten      1-Kammer  <b>VS69X03</b>      Ösen mit Textilgurten      Multikammersack  <b>VS68CX04</b>      CLICK mit Textilgurten      1-Kammer  <b>VS69CX03</b>      CLICK mit Textilgurten      Multikammersack  <b>VS69CPX03</b>      CLICK mit Textilgurten      Punktkammer  <b>VS68CHX04</b>      CLICK mit abwischbaren Gurten      1-Kammer  <b>VS69CHX03</b>      CLICK mit abwischbaren Gurten      Multikammersack  <b>VS69CPHX03</b>      CLICK mit abwischbaren Gurten      Punktkammer  Fixiergurte: 4      Breite: 65-44cm      Länge: 70cm      Gewicht: 1,5kg</p>
	<p><b>Leg splint</b>  <b>VS70X03</b>      Ösen mit Textilgurten      1-Kammer  <b>VS71X03</b>      Ösen mit Textilgurten      Multikammersack  <b>VS70CX03</b>      CLICK mit Textilgurten      1-Kammer  <b>VS70CHX03</b>      CLICK mit Textilgurten      Multikammersack  <b>VS71CPX03</b>      CLICK mit Textilgurten      Punktkammer  <b>VS71CX03</b>      CLICK mit abwischbaren Gurten      1-Kammer  <b>VS71CHX03</b>      CLICK mit abwischbaren Gurten      Multikammersack  <b>VS71CPHX03</b>      CLICK mit abwischbaren Gurten      Punktkammer  Fixiergurte: 5      Breite: 70-55cm      Länge: 90cm      Gerwicht: 1,9kg</p>
	<p><b>Forearm splint</b>  <b>VS66X04</b>      Ösen mit Textilgurten      1-Kammer  <b>VS67X04</b>      Ösen mit Textilgurten      Multikammersack  <b>VS66CX04</b>      CLICK mit Textilgurten      1-Kammer  <b>VS67CX04</b>      CLICK mit Textilgurten      Multikammersack  <b>VS67CPX04</b>      CLICK mit Textilgurten      Punktkammer  <b>VS66CHX04</b>      CLICK mit abwischbaren Gurten      1-Kammer  <b>VS67CHX04</b>      CLICK mit abwischbaren Gurten      Multikammersack  <b>VS67CPHX04</b>      CLICK mit abwischbaren Gurten      Punktkammer  Fixiergurte: 3      Breite: 30cm      Länge: 35cm      Gewicht: 0,3kg</p>
	<p><b>Arm splint</b>  <b>VS68X05</b>      Ösen mit Textilgurten      1-Kammer  <b>VS69X04</b>      Ösen mit Textilgurten      Multikammersack  <b>VS68CX05</b>      CLICK mit Textilgurten      1-Kammer  <b>VS69CX04</b>      CLICK mit Textilgurten      Multikammersack  <b>VS69CPX04</b>      CLICK mit Textilgurten      Punktkammer  <b>VS68CHX05</b>      CLICK mit abwischbaren Gurten      1-Kammer  <b>VS69CHX04</b>      CLICK mit abwischbaren Gurten      Multikammersack  <b>VS69CPHX04</b>      CLICK mit abwischbaren Gurten      Punktkammer  Fixiergurte: 4      Breite: 65-44cm      Länge: 70cm      Gewicht: 1,5kg</p>
	<p><b>Leg splint</b>  <b>VS70X04</b>      Ösen mit Textilgurten      1-Kammer  <b>VS71X04</b>      Ösen mit Textilgurten      Multikammersack  <b>VS70CX04</b>      CLICK mit Textilgurten      1-Kammer  <b>VS71CX04</b>      CLICK mit Textilgurten      Multikammersack  <b>VS71CPX04</b>      CLICK mit Textilgurten      Punktkammer  <b>VS70CHX04</b>      CLICK mit abwischbaren Gurten      1-Kammer  <b>VS71CHX04</b>      CLICK mit abwischbaren Gurten      Multikammersack  <b>VS71CPHX04</b>      CLICK mit abwischbaren Gurten      Punktkammer  Fixiergurte: 5      Breite: 70-55cm      Länge: 90cm      Gerwicht: 1,9kg</p>

## Vakuu-Matratzen



	<p><b>VM710X11</b> Keine Fixiergurte 1-Kammer  <b>VM710PX11</b> Keine Fixiergurte Punktkammer                  Griffe: 4 Breite: 70cm Länge: 100cm Gewicht: 3,5kg</p>
	<p><b>VM710X09</b> Ösen mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VM710X08</b> Ösen mit Textilgurten Multikammersack  <b>VM710CX09</b> CLICK mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VM710CX08</b> CLICK mit Textilgurten Multikammersack  <b>VM710CPX08</b> CLICK mit Textilgurten Punktkammer  <b>VM710CHX09</b> CLICK mit abwischbaren Gurten 1-Kammer  <b>VM710CHX08</b> CLICK mit abwischbaren Gurten Multikammersack  <b>VM710CPHX08</b> CLICK mit abwischbaren Gurten Punktkammer                  Griffe: 4 Fixiergurte: 3                  Breite: 70cm Länge: 100cm Gewicht: 3,5kg</p>
	<p><b>VM710X14</b> Ösen mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VM710X13</b> Ösen mit Textilgurten Multikammersack  <b>VM710CX14</b> CLICK mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VM710CX13</b> CLICK mit Textilgurten Multikammersack  <b>VM710CPX13</b> CLICK mit Textilgurten Punktkammer  <b>VM710CHX14</b> CLICK mit abwischbaren Gurten 1-Kammer  <b>VM710CHX13</b> CLICK mit abwischbaren Gurten Multikammersack  <b>VM710CPHX13</b> CLICK mit abwischbaren Gurten Punktkammer                  Griffe: 4 Fixiergurte: 3                  Breite: 70cm Länge: 100cm Gewicht: 4kg</p> <p><b>VM712X10</b> Ösen mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VM712X09</b> Ösen mit Textilgurten Multikammersack  <b>VM712CX10</b> CLICK mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VM712CX09</b> CLICK mit Textilgurten Multikammersack  <b>VM712CPX09</b> CLICK mit Textilgurten Punktkammer  <b>VM712CHX10</b> CLICK mit abwischbaren Gurten 1-Kammer  <b>VM712CHX09</b> CLICK mit abwischbaren Gurten Multikammersack  <b>VM712CPHX09</b> CLICK mit abwischbaren Gurten Punktkammer                  Griffe: 4 Fixiergurte: 3                  Breite: 70cm Länge: 100cm Gewicht: 4kg</p>

## Vakuu-Schienen

	<p>Arm  <b>VS56X20V</b> Klettband-Verschluss 1-Kammer                  Fixiergurte: 3                  Breite: 50-28cm Länge: 42cm Gewicht: 0,6 kg</p>
	<p>Bein  <b>VS58X20V</b> Klettband-Verschluss 1-Kammer                  Fixiergurte: 3 Breite: 38-25cm Länge: 56cm Gewicht: 0,7kg</p>
	<p>Arm  <b>VS56X01</b> TPU-Streifen oder Ösen mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VS56CX01</b> CLICK mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VS56CHX01</b> CLICK mit abwischbaren Gurten 1-Kammer  <b>VS57CPX01</b> CLICK mit Textilgurten Punktkammer  <b>VS57CPHX01</b> CLICK mit abwischbaren Gurten Punktkammer                  Fixiergurte: 3 Breite: 50-28cm Länge: 42cm Gewicht: 0,6 kg</p>
	<p>Bein  <b>VS58X02</b> TPU-Streifen mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VS58CX02</b> CLICK mit Textilgurten 1-Kammer  <b>VS58CHX02</b> CLICK mit abwischbaren Gurten 1-Kammer  <b>VS59X01</b> TPU-Streifen mit Textilgurten Multikammersack  <b>VS59CX01</b> CLICK mit Textilgurten Multikammersack  <b>VS59CHX01</b> CLICK mit abwischbaren Gurten Multikammersack  <b>VS59CPX01</b> CLICK mit Textilgurten Punktkammer  <b>VS59CPHX01</b> CLICK mit abwischbaren Gurten Punktkammer                  Fixiergurte: 4 Breite: 38-25cm Länge: 56cm Gewicht: 0,7kg</p>

## RedVac Pädiatrische Systeme zur Verwendung auf der Krankentrage




### Vakuum-Matratzen

	<p> <b>VKF04X01</b> Ösen mit Textilgurten  <b>VKF04CX01</b> CLICK mit Textilgurten  <b>VKF04CHX01</b> CLICK mit abwischbaren Gurten  <b>VKF04CPX01</b> CLICK mit Textilgurten  <b>VKF04CPHX01</b> CLICK mit abwischbaren Gurten         </p> <p>           Multikammersack            Multikammersack            Multikammersack            Punktkammer            Punktkammer         </p> <p>           Fixiergurte: 5 Befestigungsgurte: 5            Breite Kopf/Mitte/Fuß: 53-61-53 cm Länge: 140cm Gewicht: 3,5 kg         </p>
	<p> <b>VKF06X02</b> Ösen mit Textilgurten  <b>VKF06CX02</b> CLICK mit Textilgurten  <b>VKF06CHX02</b> CLICK mit abwischbaren Gurten  <b>VKF06CPX02</b> CLICK mit Textilgurten  <b>VKF06CPHX02</b> CLICK mit abwischbaren Gurten         </p> <p>           Multikammersack            Multikammersack            Multikammersack            Punktkammer            Punktkammer         </p> <p>           Giffe: 4 Fixiergurte: 3            Breite: 85-65 cm Länge: 115cm Gewicht: 2,9 kg         </p>

### RedVac JUNIOR



RedVac JUNIOR ist ein Rückhalte-System für den sicheren Transport von Kindern in Rettungswagen. Das System ist kompatibel mit den meisten Krankentragen. Das System passt für Neugeborene sowie für Kinder bis zu ca. 7 Jahren, mit einer Körpergröße von 130 cm und einem Gewicht von 35 kg. Das JUNIOR System kann mit oder ohne Vakuum-Matratze verwendet werden.

<p><b>Junior</b></p> 	<p><b>KF01X07</b></p> <p>           Breite Kopf: 39 cm            Breite Fuß: 20 cm            Länge: 74 cm            Gewicht: 1,3 kg         </p> <p>           Patientenrückhaltgurte: 4            Befestigungsgurte: 6         </p>
<p>Vakuummatratzen für JUNIOR</p> 	<p> <b>VKF01PX02</b> Klettband-Verschluss  <b>VKF01CPX02</b> CLICK mit Textilgurten  <b>VKF01CPHX02</b> CLICK mit abwischbaren Gurten         </p> <p>           Punktkammer            Punktkammer            Punktkammer         </p> <p>           Breite: 45cm Länge: 80cm Gewicht: 0,75 kg            Fixiergurte: 3         </p>
	<p> <b>VKF02PX01</b> Klettband-Verschluss  <b>VKF02CPX01</b> CLICK mit Textilgurten  <b>VKF02CPHX01</b> CLICK mit abwischbaren Gurten         </p> <p>           Punktkammer            Punktkammer            Punktkammer         </p> <p>           Breite Kopf/Mitte/Fuß: 45/62/62 cm Länge: 138 cm            Gewicht: 1,2 kg            Fixiergurte: 5         </p>

# Zubehör

Kann nur mit dem Produkt bestellt werden.

## Rutschsicherung

**AS01**  
Drei Sterne mit je sechs Ösen



**AS02**  
Drei Antirutschbänder



## Integrierte Kopfstütze

**HI01**



## Integrierte Beinstabilisierung

**LS01**



## Eigentumskennzeichnung

Property indicator label



Label sizes:

8cm x 5cm

17cm x 7cm

A4

## Reperaturset

**9022**  
Reperaturset mit  
selbstklebende Flecken



## Vakuumpumpen & Tragetaschen

	<p><b>HP01</b> Handpumpe aus Kunststoff Länge: 21cm Breite: 14cm Gewicht: 0,6kg</p>
	<p><b>HP03</b> Handpumpe aus Aluminium Länge: 30cm Breite: 4cm Gewicht: 0,4kg</p>
	<p><b>HP04</b> Handpumpe aus Kunststoff Länge: 28cm Breite: 11 / 4,5cm Gewicht: 0,170kg</p>
	<p><b>FP01</b> Fußpumpe aus Kunststoff Länge: 43cm Breite: 11cm Gewicht: 0,75kg</p>
	<p><b>HFP02</b> Hand- und Fußpumpe aus Kunststoff Länge: 45cm Breite: 6cm Gewicht: 0,95kg</p>
	<p><b>FP04</b> Fußpumpe aus Aluminium Länge: 54cm Breite: 6cm Gewicht: 1,4kg</p>
<p>Tasche für RedVac Junior</p> 	<p><b>TS04</b> Nylon Farbe: blau <b>TS04C B/R</b> Cordura Farbe: blau oder rot <b>TS04V B/R/G/Y</b> Abwischbar PVC Farbe: blau, rot, grün oder gelb Länge-Breite-Höhe: 40-20-10cm Gewicht: 0,25kg</p>
<p>Tasche für Schienenset</p> 	<p><b>TS06</b> Nylon Farbe: blau <b>TS06C B/R</b> Cordura Farbe: blau oder rot <b>TS06V B/R/G/Y</b> Abwischbar PVC Farbe: blau, rot, grün oder gelb Länge-Breite-Höhe: 65-45-12cm Gewicht: 0,4kg</p>
<p>Tasche für Matratzen mit Rucksackgurten</p>  	<p><b>TM01</b> Nylon Farbe: blau <b>TM01C B/R</b> Cordura Farbe: blau oder rot <b>TM01V B/R/G/Y</b> Abwischbar PVC Farbe: blau, rot, grün, gelb Länge-Breite-Höhe: 80-45-25cm Gewicht: 0,7kg</p> <p><b>TM02</b> Nylon Farbe: blau <b>TM02C B/R</b> Cordura Farbe: blau oder rot <b>TM02V B/R/G/Y</b> Abwischbar PVC Farbe: blau, rot, grün, gelb Länge-Breite-Höhe: 100-45-30cm Gewicht: 1kg</p>

# TRS Thermorettungssack

für Anwendung mit Vakuummatratze  
und/oder Spine Boards oder Rettungstragen



- Wärmeisolierendes, wasserabweisendes und robustes Material
- Konstruiert für sehr gute Zugänglichkeit zum Patienten
- 10 Tragegriffe
- Rückseite mit Rutschsicherung
- Klett- und Reißverschlüsse für schnelle und unkomplizierte Handhabung
- Keine zusätzliche Decke notwendig
- Kundenkennzeichnung erhältlich
- CE-gekennzeichnet



**Unterseite mit  
Rutschsicherung**




**Sehr gute Zugänglichkeit  
zum Patienten**



**Auch sehr große Patienten  
können aufgenommen werden**

## Spezifikation

	<p><b>TRSX01</b> Material: Nylon Griffe: 10 Breite Kopf/Mitte/Fuß: 45cm/70cm/40cm Länge: 200cm Gewicht: 2,5kg</p>
	<p><b>TRSX02</b> Material: Nylon Griffe: 10 Breite Kopf/Mitte/Fuß: 45cm/70cm/40cm Länge: 220cm Gewicht: 2,9kg</p>
	<p><b>TRSX03</b> Material: CORDURA, gesteppt Griffe: 10 Breite Kopf/Mitte/Fuß: 45cm/70cm/40cm Länge: 220cm Gewicht: 2,9kg</p>

# BRS Bergrettungsack

## für Anwendung mit Vakuummatratze und/oder Spine Boards oder Rettungstragen



**BRS03**  
Die Hubschraubergurte sind fest eingenäht und integriert im Produkt.

- Optimierung auf den Einsatz zur Luftrettung mit Hubschraubern
- Möglichkeit der Aufnahme der RedVac oder anderen handelsüblichen Vakuummatratzen
- Die Vakuummatratze kann auch bei geschlossenem Rettungssack abgesaugt werden
- Antirutsch Unterfläche
- Klettverschluss über die gesamte Länge des geschlossenen Rettungssackes
- Kopfschutz zum zuziehen
- Einfache Handhabung des Gurtsystems
- Metallverschlüsse
- Tasche für Vakuumpumpe
- Wasserabflusslöcher für Einsatz in wasserführenden Schluchten
- Antirotationsringe
- Feststellung der Luftfahrtverträglichkeit: Reg. Nr.: 6545-2005-02
- CE zertifiziert



### BRS04

Die Hubschraubergurte sind mittels Schraubkarabiner in den 10 Tragegiffen eingehängt.

Sehr gute Zugänglichkeit zum Patienten



Tasche für Vakuumpumpe



Unterseite mit Rutschsicherung



### Spezifikation

	<p><b>BRS03</b> <b>BRS04</b> Griffe: 10 Patientenrückhaltegurte: 5 Breite Kopf-Mitte-Fuß: 40-70-45cm Länge: 220 cm Gewicht: 4 kg</p> <p><b>TBRS03</b> Tasche Breite-Länge-Höhe: 44-80-33 cm Gewicht: 1 kg</p>
---	---

# KOHLBRAT & BUNZ

**Emergency & Rescue Systems**

**Made in Austria**

Qualitätsmanagement gemäß  
EN ISO 9001 - EN ISO 13485

zertifiziert durch



*made by*

**KOHLBRAT & BUNZ GMBH**



**A-5550 Radstadt**

**Austria**

**T: +43 6452 7193 0**

**F: +43 6452 7193 51**

**office@kohlbrat-bunz.com**

**www.kohlbrat-bunz.com**

**www.redvac.com**